

CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI GIMA



- formato tascabile, presa ergonomica
- facile utilizzo anche con una sola mano
- doppio sistema di apertura: sganciamento aghi e penna da insulina ed eliminazione siringa completa
- indicazione del livello massimo di riempimento
- nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento
- chiusura provvisoria e definitiva
- possibilità di aggancio laterale

- chiusura semplice e pratica a scatto
- facile manovrabilità per apertura provvisoria anche con una sola mano
- ampia apertura per lo smaltimento di rifiuti voluminosi
- meccanismo di sgancio aghi da insulina
- indicazione del livello di riempimento massimo
- nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento

- manico ergonomico per i modelli più capienti
- alette anti deflusso per impedire la fuoriuscita dei rifiuti
- meccanismo di sgancio aghi da insulina
- indicazione del livello di riempimento massimo
- nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento

Codice GIMA	CONTENITORE RIFIUTI TAGLIENTI POCKET	Minimo vendita	Codice GIMA	CONTENITORE RIFIUTI TAGLIENTI LINEA PBS	Minimo vendita
25780	Pocket 0,4 l - 12,3x6,2xh 16,5 cm	conf. da 70 pz.	25790	PBS 0,6 l - Ø 10xh 14,5 cm	conf. da 100 pz.
CONTENITORE RIFIUTI TAGLIENTI LINEA CS			25791	PBS 1,5 l - Ø 14xh 16,7 cm	conf. da 100 pz.
25783	CS 3 l - 16,7x16,7xh 22,2 cm	conf. da 50 pz.	25792	PBS 2 l - Ø 14xh 21 cm	conf. da 75 pz.
25784	CS 4 l - 16,7x16,7xh 28,5 cm	conf. da 40 pz.	25793	PBS 5 l - Ø 23xh 19,5 cm	conf. da 55 pz.
CERTIFICAZIONI 			25794	PBS 7 l - Ø 24,8xh 19,5 cm	conf. da 40 pz.
			25795	PBS 12 l - Ø 24,8xh 31,4 cm	conf. da 25 pz.

CONTENITORI RIFIUTI SPECIALI - 30-50-60 L

CONTENITORI - 3 misure

- estremamente solidi e resistenti agli urti sia ad alte che a basse temperature
- chiusura ermetica tramite il collante perimetrale sul coperchio (singolo o doppio)
- maniglie laterali
- ottima impilabilità dei contenitori.

Codice GIMA	CONTENITORI RIFIUTI SPECIALI			
	Capacità	Coperchio	Portata max kg	Misura
25774	Contenitore 30 l	Semplice	15	40x30xh 39 cm
25775	Contenitore 30 l	Doppio	15	40x30xh 39 cm
25776	Contenitore 50 l	Semplice	20	40x30xh 56 cm
25777	Contenitore 50 l	Doppio	20	40x30xh 56 cm
25778	Contenitore 60 l	Semplice	25	40x30xh 65 cm
25779	Contenitore 60 l	Doppio	25	40x30xh 65 cm



CONTENITORI RIFIUTI SPECIALI

CONTENITORI RIFIUTI SPECIALI - ORIGINALI BD

Contenitori, autoclavabili a 121°C con coperchio di sicurezza. Conformi alle norme BS7320:1990, NF x 30-500, ADR UN 3291

- 25822 CONTENITORE BD - 1,5 litri - 16,5x16xh 20,5 cm
- 25823 CONTENITORE BD - 3 litri - 18,2x18,1xh 26 cm
- 25827 SUPPORTO DA PARETE per 25823
- 25828 CONTENITORE BD - 7 litri - 30,4x22,2xh 25,5 cm
- 25829 CONTENITORE BD - 22,7 litri - 32x22,7xh 44,5 cm

