

BORSA DI EMERGENZA CUBO



27163

• **27163 BORSA DI EMERGENZA CUBO** - poliestere rivestito in PVC - rossa

Borsa di emergenza trasportabile con tasca a cerniera interna ed esterna e 2 borsette estraibili con finestra trasparente. Fabbricata in robusto poliestere 600D resistente all'acqua con rivestimento esterno in PVC. Fornita con doppie strisce gialle rifrangenti. Dimensioni: 28x34x13 cm.

BORSA DI EMERGENZA LIFE-2



27161

• **27161 BORSA LIFE-2** - con 5 borsette colorate
Borsa di emergenza a due scomparti con doppia cerniera d'apertura: fondo con bacinella interna a prova di urto, lato superiore con 5 borsette colorate con finestra trasparente. Fabbricata in robusto poliestere 600D resistente all'acqua, fornita con strisce gialle rifrangenti. Può essere trasportata a mano o a spalla. Dimensioni: 47,5x33xh 30 cm.

BORSA PRIMO SOCCORSO



• **27132 BORSA PRIMO SOCCORSO** - 31x22x11 cm

Borsa per primo soccorso dotata di 2 tasche interne trasparenti, una tasca esterna, un divisore interno con 2 cerniere a ogni lato, una maniglia e una tracolla per il trasporto.

HOLSTER



27145

27146

27147

HOLSTER GIMA - VUOTI	Misure	Colore	
		Rosso	Blu
Holster - grande con tasca	21x12xh 6,5 cm	27147	27148
Holster - piatto	19x14xh 1 cm	27145	27146

BORSETTE COLORATE - CON VELCRO SUL RETRO

Fondo e lato anteriore imbottiti

E5 27197



E3 27188



E2 27184



E4 27194



Fondo imbottito

BORSETTE VELCRO

Tutte le borsette sono provviste di una larga striscia di velcro femmina sul retro. Fabbricate in poliestere 600D.



E1 27180

E6 27200

Modello	Misure - cm	ROSSO	BLU	GIALLO	VERDE	Compatibili con
E1	20x11x8	27180	27181	27182	27183	27161
E2	28x12x10	27184	27185	27186	27187	27170/1/4/5, 27150-8
E3	28x15x11	27188	27189	27190	27191	27171
E4	33x15x11	27192	-	27194	-	27151/2/7/8, 27175
E5	29x19x11	27196	27197	27198	27199	27174
E6	38x10x5	27200	Grigio			

BORSETTE IN NYLON DI 5 COLORI

BORSETTE IN NYLON - 22x15,5 cm

Blu	Verde	Rosso	Nero	Grigio
32791	32793	32794	32795	32796
32792	Come descritte sopra ma con interno imbottito			



32792

Provviste di cerniera e tasca esterna con chiusura velcro