

## GONIOMETRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE



• **24900 GONIOMETRO DA DITA - 15 cm**  
Utile per misurare il campo di movimento delle articolazioni delle dita. Righello in pollici e centimetri. 180° segnati in incrementi di 5°.



• **24901 180° GONIOMETRO DIGIT - 15 cm**  
Consente la misurazione con una sola mano. Misura la flessione di 110° attraverso 40° di iperestensione in incrementi di 5°.



• **24903 GONIOMETRO DA 360° - 35 cm**  
Presenta due scale opposte da 180° e una scala da 360°, tutte segnate in incrementi da 1°. Manopola robusta e regolabile per aggiustare la tensione dei bracci.




• **24902 GONIOMETRO ROBINSON 180° - 17,5 cm**  
Goniometro tascabile Robinson da 180° per medici e terapeuti. Scala lineare in incrementi di 5°.




• **24904 GONIOMETRO A BRACCI LUNGI DA 180° - 35 cm**  
Bracci molto lunghi, adatti a misurare tutte le articolazioni. Il braccio presenta una scala lineare segnata in incrementi di 1°.

## GONIOMETRI IN PLASTICA


Utilizzati dagli ortopedici per misurare l'ampiezza di movimento delle giunture come gomiti, ginocchia e dita.



• **27340 GONIOMETRO - 205x45 mm**  
Con scala circolare utile per verificare la dimensione delle articolazioni dell'anca e l'asse del collo femorale ai raggi X. Personalizzabile con il vostro logo per un quantitativo minimo di 1.000 pezzi.



• **27339 GONIOMETRO con scala per la misurazione della soglia del dolore - 203x45x7 mm**



• **27338 GONIOMETRO A BRACCI (tolleranza 1°)**  
Consente la misura in gradi della mobilità analitica di vari segmenti corporei (da 0 a 360, senso orario ed antiorario). Costituito da due bracci in plexiglass (spesso 3 mm) frizionati tra di loro in modo da rimanere fermi nella posizione desiderata. Doppia scala dei gradi: in senso crescente e in senso decrescente.

## METRO IMC



• **27341 METRO IMC**  
Metro tascabile retrattile da 150 cm con calcolatore frontale di IMC (Indice Massa Corporea).  
• **27342 METRO IMC**  
Versione economica del 27341, personalizzabile per minimo 1.000 pz.



27341

## MISURATORE CORPOREO




• **27343 MISURATORE CORPOREO**  
Prende le misure del corpo e dei suoi progressi. Misura tutte le parti del corpo: braccia, cosce, polpacci, petto, vita, ecc. Misurazioni sia in pollici che in cm; lunghezza max di misurazione: 60 pollici/152 cm. Robusto nastro in vinile.

Bottone retrattile per bloccare il metro e agevolare la misurazione, garantendo una maggiore precisione.



## CALCOLATORE IMC




• **27336 CALCOLATORE IMC - conf. da 10 pz.**  
Utilizzato negli ospedali e negli ambulatori, dà un'indicazione della salute generale attraverso il rapporto tra peso e altezza. Costituito da 2 dischi rotanti: 108 mm di diametro (base) e 76 mm (disco superiore). Personalizzabile con il vostro logo per un quantitativo minimo di 1.000 pezzi.

## MISURATORE PROFESSIONALE - CORPO + TESTA



• **27347 NASTRO MISURATORE PROFESSIONALE**  
• **27350 NASTRO MISURATORE PROFESSIONALE in scatola con regolo dei percentili per uso pediatrico**  
Brevettati, approvato dal ministero italiano della salute per l'uso su adulti e bambini.

Colorati su entrambi i lati per evidenziare il rischio metabolico con una misura addominale per uomini e donne. Lunghezza del nastro: 8-150 cm. Grazie alla loro forma arrotondata possono essere usati anche per le misurazioni della testa. Confezionati in una scatola singola. Il codice 27350 è fornito in una scatola con un regolo per paragonare la circonferenza della testa con le percentuali di crescita infantile da 0 a 36 mesi (percentili). Adatto per entrambi i sessi.



27350

Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, GR, PT, Arabo.