


## MISURATORI PER BAMBINI

**seca**

Superficie ruvida e facile da pulire con tutti i più comuni disinfettanti disponibili in commercio.


CE 0123



Dimensioni 125x14x30 cm **27329**

• **27329 MISURATORE BAMBINI - SECA 210**  
Misuratore per neonati e bambini. Morbido per le pelli delicate, lavabile, pieghevole. Soluzione salva spazio per una semplice e precisa misurazione della lunghezza del bambino. Campo di misurazione 10-99 cm. Graduazione: 5 mm

CE 0476



• **27331 MISURATORE BAMBINI GIMA**  
Misuratore pieghevole e lavabile per bambini e neonati. Portatile. Per misurazioni precise e facili. Dimensioni: 121x30 cm. Campo di misurazione: 10-99 cm. Graduazione: 5 mm.

## MISURATORE D'ALTEZZA SECA

CE 0123

L'originale profilo a V garantisce automaticamente la posizione corretta del bambino.

**seca**



I posizionatori di testa e piedi si bloccano nella posizione desiderata. Il risultato può essere letto dopo la misurazione.

• **27316 MISURATORE BAMBINI - SECA 416**  
La costruzione solida e l'alto livello di stabilità di questo infantometro consentono una misurazione in ospedale rapida e facile dei neonati e dei bambini fino a due anni. La superficie d'appoggio particolarmente ampia, i bordi laterali rialzati ed arrotondati garantiscono il posizionamento sicuro e corretto del bambino. Il fermapièdi fissato su rotelle scivola su due binari e lungo la scala graduata; può essere bloccato sulla misura rilevata per sistemare il bambino prima di segnare il risultato. Tutti gli elementi di questo strumento sono di qualità robusta e a lunga durata. Campo di misurazione: 33-100 cm. Graduazione: 1 mm. Dimensioni: 110x16,9x40,2 cm. Peso: 3,8 kg.

## CALIBRO NEONATI, CRANIOMETRO, ORCHIDOMETRO

CE 0476

**27326**




• **27326 CALIBRO PER MISURA NEONATI**  
In duralluminio ossidato, graduato da 0 a 90 cm con tacche ogni 5 mm. Certificato dall'Ufficio Metrico. Peso: 300 g.

• **27327 CRANIOMETRO**  
In materiale plastico speciale, morbido, non estensibile. Misura la circonferenza ed il diametro della testa del bambino (fino a 60 cm).

• **27337 ORCHIDOMETRO in legno**  
Usato dai pediatri per lo screening dei testicoli dei bambini.

CE 0476

**27327**



**27337**

Serie di 12 palline numerate in legno di volume variante da 1 a 25 mm, usate per determinare la misura dei testicoli.

## ALTIMETRO

• **27335 ALTIMETRO DA PARETE GIMA**  
Scala 0-200 cm. Facile applicazione a parete. Dotato di vite per il fissaggio.

CE 0476



## ALTIMETRO DIGITALE

**SOEHNLE**  
PROFESSIONAL

Altezza display LCD: 9 mm

**27333**



Misure: 345x92x28 mm Alimentazione: 2x1,5V AA batterie Peso: 300 g

• **27333 ALTIMETRO DIGITALE SOEHNLE**  
Campo misurazione: 50-240 cm (20-94,5 pollici); Incrementi: 1 cm. Manuale in: DE, GB, FR, ES, IT, GR, CZ.

Convertibile in pollici

Misure: 630x290x70 mm

Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5V

• **27264 ALTIMETRO PER NEONATI SOEHNLE**  
Altimetro meccanico e digitale da 35-80 cm, incrementi: 1 cm. Display LCD, altezza cifre 16 mm. Manuale in 23 lingue.

**27264**

## CALIBRO OSSA

• **27325 CALIBRO PER OSSA**  
Calibro a corsoio in anticorodal per la misurazione del ginocchio, del gomito, della spalla. Capacità di misura: 150 mm. Lunghezza becco: 100 mm. Certificato dall'Ufficio Metrico.

CE 0476

**27325**

