

BILANCE GIMA - AMPIO QUADRANTE

- **27239 BILANCIA GIMA - ampio quadrante**
Bilancia meccanica dal design classico: quadrante ampio ed estremamente leggibile, robusta scocca metallica. Fornito in scatola multilingue. Produzione Europea.

**PORTATA
200 KG**



- **27240 BILANCIA GIMA DIGITALE - ampio quadrante**
Bilancia digitale con grande display LCD di facile lettura (65 mm). Struttura in acciaio resistente e di lunga durata. Piattaforma confortevole. Unità di misura kg/lb/st selezionabile dall'utente. Fornito in scatola multilingue. Produzione Europea.



Manuale e scatola in 8 lingue:
GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo

27239

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 160 kg Quadrante Ø: 180 mm
Capacità minima: 5 kg
Precisione: 1.000 g Peso: 3 kg
Dimensioni: 430x380x70 mm



27240

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 200 kg Precisione: 100 g
Capacità minima: 2 kg
Alimentazione: batteria al litio (inclusa)
Dimensioni: 430x380x70 mm



BILANCE DA BAGNO GIMA



Display LCD
74x38 mm


27262

• 27262 BILANCIA DIGITALE

Bilancia elettronica da bagno con pedana in plastica. Sistema di alta precisione con 4 sensori. Accensione automatica, indicatore di batteria scarica e di sovraccarico. Commutabile in Lb/ kg/st. Scatola colorata e manuale in 9 lingue.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: max 150 kg - min. 3 kg
Precisione: 100 g
Dimensione: 299x297x32,4 mm
Alimentazione: 1xCR2032 batteria al litio - non inclusa
Garanzia: 2 anni




Display LCD
72x35 mm

27248

- **27248 BILANCIA DIGITALE IN VETRO - nera**
Bilancia da bagno elettronica con pedana in vetro temperato di 6 mm di spessore. 4 sensori di elevata precisione. Funzione di accensione e spegnimento automatico. Commutabile dall'utilizzatore in lb/kg/st.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: max 150 kg - min. 2 kg
Precisione: 100 g
Dimensione: 300x300x19 mm
Alimentazione: 1xCR2032 batteria al litio - non inclusa
Garanzia: 2 anni



Design ultra leggero
solo 19 mm
di spessore

Scatola colorata e
manuale in 9 lingue: GB, FR,
IT, ES, DE, PL, PT, GR, Arabo

27249

- **27249 BILANCIA DIGITALE IN VETRO - grigia**
Bilancia da bagno elettronica con pedana in vetro temperato di 6 mm di spessore. 4 sensori di elevata precisione. Funzione di accensione e spegnimento automatico. Commutabile dall'utilizzatore in lb/kg/st.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: max 150 kg - min. 2 kg (4,4 lb)
Precisione: 100 g
Dimensione: 300x300x19 mm
Alimentazione: 1xCR2032 batteria al litio - non inclusa
Garanzia: 2 anni

BILANCIA MECCANICA



27230

• 27230 BILANCIA MECCANICA

Bilancia da bagno analogica particolarmente stabile con rivestimento in plastica, scatola e manuale in 18 lingue.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 125 kg
Precisione: 1.000 g Garanzia: 2 anni

BILANCE DA BAGNO DIGITALI - DESIGN MODERNO



Grande display
LCD 38 mm



27231

- **27231 BILANCIA DIGITALE GALA XL**
Bilancia digitale da bagno con grande pedana e display LED molto luminoso. Accensione e spegnimento automatici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 150 kg
Precisione: 100 g
Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V incluse
Dimensioni imballaggio: 38x6x36,3 mm
Peso: 2,4 kg Garanzia: 5 anni



**FINO A
180 kg**



27091

• 27091 BILANCIA DIGITALE OMRON HN288

La sua tecnologia unica permette di pesare facilmente non solo le persone adulte ma anche i neonati e i bagagli. Quattro sensori integrati per una lettura accurata, fino a 180 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 180 kg Precisione: 100 g
Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5 V incluse
Dimensioni imballo: 38x6x36,3 cm Peso: 2,4 kg

La funzione di differenza di peso consente di pesare con precisione i neonati senza necessità di calcoli manuali