

BILANCE DIGITALI PROFESSIONALI SOEHNLE

- 27275 SOEHNLE 7830
- 27276 SOEHNLE 7831 con altimetro e display IMC (indice di massa corporea)
- 27277 SOEHNLE 7730 (CE M Classe III)

Nuova gamma di bilance professionali Soehnle, dal design moderno ed accattivante con indicatore digitale in vetro. Il display si attiva automaticamente appena si sale sulla bilancia, mostrando il peso con numeri in rosso retroilluminati.

Adatta per l'uso in istituzioni sanitarie, aree benessere e farmacie. Nella bilancia Soehnle 7831 (27276) con altimetro integrato, il display cambia automaticamente da kg a cm quando l'altimetro è alzato. Così il paziente può contemporaneamente pesarsi e misurarsi.

Principali funzioni:

- indicazione di peso, altezza e IMC (indice di massa corporea) (solo cod. 27276)
- altimetro integrato da 120 cm a 202 cm (solo cod. 27276)
- facile da usare, tasto per tara sul retro del display
- indicatore in vetro (spessore vetro 8 mm)
- display LED: 5 cifre, altezza: 15 mm

Manuale d'uso in DE, GB, FR, ES, PT (solo 27277), IT, NL, DK, FI, SE, NO, GR, TR, CZ, SK, PL, RU. Produzione tedesca.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	27275	27276	27277
Portata:	250 kg	250 kg	250 kg
Sensibilità:	100 g	100 g	50/100 g
Dimensioni mm:	365x490x890	365x490x1.280	365x490x890
Peso:	14,1 kg	17,2 kg	14,1 kg
Alimentazione:	230 V - 50-60 Hz (disponibile su richiesta 110 V)		

Nessun tasto sul piano di vetro



SOEHNLE
PROFESSIONAL

Altimetro integrato

27276

27277

Ampie bande 364x405 mm superficie antiscivolo

BILANCE MEDICALI SECA - CLASSE III



CE M Classe III

Con calcolo IMC (indice di massa corporea)

seca

27284

- 27284 SECA 756 - BILANCIA MECCANICA CON ALTIMETRO (60-200 cm) - classe III
- La tradizione unita al design moderno. Con un meccanismo ad alta precisione che mostra il peso con l'aiuto di un indicatore rosso ben visibile dall'utilizzatore. Manuale d'uso in GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO.



CE M Classe III

Fornita con altimetro

seca

27296

- 27296 SECA 711 - BILANCIA MECCANICA CON ALTIMETRO - (60-200 cm) - classe III
 - 27297 SECA 700 - bilancia meccanica con altimetro - (60-200 cm)
- Bilancia meccanica a colonna con rilevazione del peso ad altezza visiva. Il peso viene misurato in maniera convenzionale, allineando i due bilancieri cromati. Manuale d'uso in GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO.

- 27298 ALTIMETRO SECA 220 - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità:	220 kg
Precisione:	100 g (27296) - 50 g (27297)
Peso:	21,7 kg
Dimensione:	520x1.556x520 mm
Piattaforma:	350x360 mm



CE M Classe III

Semplice pressione di un tasto per l'indicazione del IMC

La piattaforma antiscivolo garantisce un appoggio sicuro e protetto

27292

27292 + 27298

- 27292 SECA 799 - DIGITALE CON IMC - classe III
 - 27298 ALTIMETRO SECA 220
- Versatile, poca manutenzione, funzionamento indipendente con batterie economiche, ideale per l'uso giornaliero in ospedale e per pratiche mediche. Dotata di ruote che la rendono facile da trasportare. La funzione IMV offre valide informazioni sulle condizioni nutrizionali del paziente. Diverse funzioni: TARA, HOLD, spegnimento automatico. Manuale d'uso in GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità:	200 kg
Precisione:	100g < 150 kg > 200g
Peso:	6,3 kg
Dimensione:	294x831x417 mm
Piattaforma:	272x280 mm

Simboli:

M = Bilancia con marca metrologica per uso in campo medicale
CE M = Bilancia calibrata classe III come richiesto dalle direttive CEE 90/384

CE 0109 = Bilancia approvata secondo le direttive 93/42 CEE