

BILANCIA DIGITALE PEGASO



Altimetro telescopico
in alluminio
anodizzato con
campo di misurazione
da 75 a 210 cm e
graduazione di 0,5 cm

Altimetro integrato

Doppia lettura kg/lb.



• 27288 BILANCIA DIGITALE PEGASO con altimetro (75x210 cm)

Facile da utilizzare, ogni funzione è visualizzata su schermo per tracciare le attività in tempo reale. Schermo LCD ad alto contrasto e numeri alti 20 mm per una maggiore leggibilità. Risultati precisi grazie alle funzioni di taratura e di blocco del peso. Funzione di spegnimento automatico. Funziona sia a batterie che tramite collegamento alla rete elettrica.

• 27281 ALIMENTATORE - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	200 kg
Sensibilità:	100 g
Dimensione:	535x275x1.060 mm
Piattaforma:	372x275 mm
Peso:	15 kg
Alimentazione:	110-240 V - 50-60 Hz
Caricabatteria:	6 V - 5 AH
Tempo di ricarica:	4-5 ore
Autonomia:	36 ore da carica completa



27288

BILANCIA ASTRA



Misura leggibile da entrambi i lati dell'altimetro da 75 a 200 cm



• 27310 BILANCIA ASTRA - 200 kg meccanica con altimetro (75-200 cm)

Bilancia tradizionale estremamente robusta per misurazioni precise. Fabbricata in acciaio e ricoperta di gommalacca sbiancata ad alta resistenza. Dotata di rotelle per una facile movimentazione. Manuale d'uso in GB, ES, FR, IT, DE, GR, PT, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	200 kg
Sensibilità:	100 g
Peso:	17 kg
Dimensioni:	275x1.485x530 mm
Piattaforma:	375x275 mm

Rotelle per una facile movimentazione

Pedana antiscivolo



27310

BILANCIA A SEDIA

SOEHNLE
PROFESSIONAL



27273

• 27273 BILANCIA SEDIA SOEHNLE 7802

Bilancia a sedia completamente elettronica. Non necessita di manutenzione. Ampio display con cifre alte 20 mm. Un solo pulsante per accensione, spegnimento e taratura. Braccioli rimovibili per facilitare l'accesso del paziente allettato. Alimentazione a rete o a batterie ricaricabili (4x1,5 V). Cavo per ricarica batterie incluso. Manuale d'uso in DE, GB, FR, NL, ES, IT, PT, CZ, FI, SE, NO, DK, GR, PL, TR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	200 kg
Sensibilità:	100 g
Peso totale:	25 kg
Dimensioni:	580x1.100x930 mm
Alimentazione:	230 V / 50-60 Hz, 10 mA, 2,2 VA
Produzione tedesca	

BILANCIA MULTIFUNZIONE

SOEHNLE
PROFESSIONAL

Schermo LCD con numeri alti 20 mm

Bilancia multifunzione con 3 scorrimano per pazienti disabili o obesi, rampa per carrozzine e gancio per indicatore




27243
+
27244
+
27251


Braccio per installazione dell'indicatore di peso

Scorrimano di sostegno


Rampa per carrozzine



27243
Piattaforma con l'indicatore



27243
+
27244



27243
+
27245

• 27243 BILANCIA MULTIFUNZIONE - SOEHNLE 7808

Manuale in: DE, GB, FR, NL, ES, IT, GR, FI, NO, SE, DK, CZ, RU.

• 27244 RAMPA PER CARROZZINE

• 27245 SCORRIMANO PER OBESI+BRACCIO

• 27251 SCORRIMANO DI SOSTEGNO+BRACCIO

• 27278 BILANCIA MULTIFUNZIONE - SOEHNLE 7708 (CE M Classe III)

(con 27244+27251) - manuale in: GB, FR, DE

Bilancia multifunzione concepita per installare facilmente (o successivamente) gli scorrimani di sostegno, per persone obese, il braccio per l'indicatore di peso e le rampe per carrozzine. Mobile mediante 2 rotelle e una maniglia. Produzione tedesca.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	300 kg	Sensibilità:	100 g
Dimensione:	840x880x55 mm	Peso:	16 kg
Alimentazione:	230 V - 50-60 Hz		
	(disponibile su richiesta con batterie ricaricabili o Classe III)		