

## PESA NEONATI OSPEDALIERA



- 27267 PESA NEONATI SECA 376 - digitale classe III
- tecnologia Seca di alta qualità con graduazione fine a 5 grammi
- funzioni TARA, HOLD, auto-HOLD e BMIF
- piatto extra large ed ergonomico per una pesata sicura
- smorzamento regolabile
- ampio display per una lettura facilitata
- possibilità di connessione grazie alla tecnologia wireless seca 360°

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 20 kg Precisione: 5 g fino a 7,5 kg; 10 g dai 7,5 kg in su  
 Dimensioni - peso: 620x190x358 mm - 3,7 kg  
 Piatto: 615 x 130 x 275 mm  
 Funziona a batterie

### TECNOLOGIA WIRELESS - opzionale

Grazie alla tecnologia wireless Seca 360°, la bilancia Seca 376 è in grado di trasmettere i dati direttamente alla stampante opzionale wireless 360°. I dati possono essere mandati anche al proprio PC tramite il software Seca Analytics 115 e all'adattatore USB Seca 456. La bilancia Seca 376 è integrata al sistema EMR (Electronic Medical Records) per gestire i dati digitali dei pazienti. Maggiori informazioni sull'integrazione EMR si trovano su [www.seca.com](http://www.seca.com)

## PESA NEONATI OSPEDALIERA



- 27263 PESA NEONATI SOEHNLE 7725 - digitale - Classe III
- Bilancia a doppia scala caratterizzata da alta precisione ed affidabilità, è adatta all'uso in ospedali (omologazione classe III, MPG classe I). Lo smorzamento ottimizzato e la funzione hold garantiscono misurazioni stabili ed accurate. Facile da pulire grazie alle forme ergonomiche senza smussature per una disinfezione agevole e conforme alle prescrizioni igieniche.
- display LCD ad alto contrasto con cifre alte 20 mm
- ampio angolo di lettura
- zero automatico all'accensione
- tasto funzione tara
- (il lenzuolino sul piatto può essere tarato)
- funzionalità hold



- 27264 ALTIMETRO NEONATALE
- Altimetro sia digitale che meccanico, 35-80 cm, divisione 1 mm. Manuale d'uso in 23 lingue.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 15 kg Precisione: 2 g fino a 6 kg, 5 g per pesi superiori ai 6 kg  
 Dimensioni - peso: 60x35x12 cm - 4,6 kg  
 Voltaggio operativo: 220-235 V / 50-60 Hz o batterie ricaricabili

## PESA NEONATI ELETTRONICA SECA



- 27282 PESA NEONATI SECA 354 - elettronica
- 27283 PESA NEONATI SECA 384 - elettronica CE M Classe III
- Due bilance in una: vassoio confortevole per la misurazione del peso in posizione sdraiata, trasformabile in una bilancia da terra per bambini. Dotata di funzione Breast-Milk-intake per determinare la quantità di latte assunta durante la poppata. Altre funzioni: tara, hold automatico, conversione kg/lbs, spegnimento automatico. Manuale: GB, FR, IT, ES, DE (27282-3), PT, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO (solo 27283).

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 20 kg Precisione: 10 g < 10 kg > 20 g  
 Dimensioni: 552x156x332 mm Peso: 2,3 kg (27282), 2,8 kg (27283)  
 Funzionamento a batterie Fabbricate in Asia

## PESA NEONATI MECCANICA SECA



- 27299 PESA NEONATI SECA 725 - meccanica
- 27294 PESA NEONATI SECA 745 - meccanica CE M Classe III
- La più classica delle bilance pesaneonati, pratica e robusta, il piatto di peso ricurvo, la struttura interamente in acciaio e il sistema di scorrimento preciso dei pesi la rendono l'unica e originale pesa neonati. Manuale in: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 16 kg Precisione: 5 g (27299) 10 g (27294)  
 Dimensione: 550x180x290 mm Peso: 6 kg  
 Fabbricate in Asia

## LENZUOLINI PER BILANCE

- 25250 LENZUOLINI per bilance - pacchetto da 25 pezzi
- Pura cellulosa, 2 veli (30+30 g/m<sup>2</sup>) + polietilene ad alta densità (10 g/m<sup>2</sup>).
- Dimensioni lenzuolino steso: 40x45 cm
- Dimensioni pacchetto lenzuolini: 21x11,5x7 cm

