

PESA NEONATI RIPIEGABILE



SOEHNLE
PROFESSIONAL

CE

27266

• 27266 PESA NEONATI RIPIEGABILE SOEHNLE 8320

Pesaneonati facile da trasportare. Con sistema di chiusura magnetica. Apertura facile rimuovendo la base e tirando le due parti della maniglia. Funzione di taratura del lenzuolino sul piatto. Dati stabili sul display grazie alla funzione Hold filtro. Ampio schermo LCD di facile lettura. Doppia lettura in kg/lb. Manuale d'uso in: DE, GB, FR, ES, IT, GR, CZ, Arabo.



27271

• 27271 CUSTODIA DI TRASPORTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 15 kg Sensibilità: 10 g
Dimensioni: 395x315x105 mm (chiusa) - 740x315x53 mm (aperta)
Funzionamento a batteria 2x1.5 V AAA non fornite
Peso: 1,9 kg Garanzia: 2 anni

PESA NEONATI DOMICILIARE



CE

27306

Piatto di pesata
removibile

• 27306 BILANCIA DIGITALE PER BAMBINI E NEONATI SOEHNLE 8352 MULTINA

Bilancia pratica e ben progettata in materiale plastico facile da pulire.

- piatto di pesata estraibile
- adatta anche per pesare bambini fino a 20 kg rimuovendo il piatto
- schermo LCD di facile lettura grazie alle cifre alte 13 mm
- un unico pulsante per tutte le funzioni
- interamente elettronica: non richiede il ricambio delle parti né alcuna manutenzione
- funzione tara per escludere il peso di lenzuolini o altri tessuti
- funzione di attesa: il valore rimane visualizzato fino a 10 secondi dopo la pesata
- spegnimento automatico che consente un maggior risparmio energetico
- manuale in: DE, GB, FR, IT, ES, NL, DK, SE, HU, FI, PT.



• 27307 PIATTO PER 8352 - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 20 kg Dimensioni: 601x346x92 mm
Batteria: 9 V Sensibilità: 10 g Peso: 3,5 kg
Garanzia: 2 anni Produzione tedesca

BILANCIA PER BAMBINI E NEONATI



GIMA

CE

27313

Altezza delle
cifre LCD: 18 mm

Confezione in:
GB, FR, IT, ES,
PT, PL, DE, RO,
CZ, HR, HU,
LV, EE, SK, SI.

27312

• 27312 BILANCIA DIGITALE PER BAMBINI E NEONATI

Bilancia multifunzione per bambini e neonati con piatto estraibile in plastica leggera. Può essere utilizzata con il piatto per i neonati o senza per i bambini. Funzione di memorizzazione della differenza di peso: è possibile osservare l'aumento di peso del neonato dopo avergli dato da mangiare. Bilancia precisa con display LCD molto semplice da leggere. Funzioni di auto azzeramento, auto-tara e auto attesa. Spegnimento automatico e indicatore di batteria scarica. Funzione di selezione di kg/lb/st. Manuale in: GB, FR, IT, ES, PT, DE. Produzione europea



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 20 kg Precisione: 10 g
Dimensione piatto: 525x305x63-95 mm Peso: 2 kg
Dimensione conf: 540x300x110 mm Batteria utilizzata: 2xCR2032 al litio

PESA NEONATI ELETTRONICA



Manuale d'uso multilingue
e scatola regalo

• 27313 BILANCIA PESA NEONATI GIMA - elettronica

Design avanzato, pratica ed affidabile, dotata di un ampio display LCD da 66x28 mm, e conversione kg/lbs. Include un copripiatto lavabile, batterie e un metro a nastro.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 20 kg / 44 lbs Precisione: 10 g
Dimensioni: 595x340x90 mm Peso: 4 kg
Alimentazione: 4x1,5V AA Funzione spegnimento automatico

PESA NEONATI FAMILY

• 27301 BILANCIA PESA NEONATI FAMILY - meccanica

Bilancia pesaneonati per uso esclusivo domiciliare.

Portata 20 kg.

Frazionamento bilancia: - 50 g (0-10 kg)
- 100 g (10-20 kg).

Vassoio in plastica. Quadrante in kg e lbs.

Regolazione manuale dello zero.



CE 0476

27301