

## TERMOMETRI DIGITALI

60 SECONDI



25564

• 25564 TERMOMETRO DIGITALE GIMA BASIC °C - scatola - punta rigida

30-60 SECONDI CE 0197



25559

• 25559 TERMOMETRO DIGITALE GIMA °C - 30 secondi - scatola  
Fornito in espositore da banco da 36 pz. (GB-IT)  
• 25560 TERMOMETRO DIGITALE GIMA °C - 60 secondi - scatola appendibile  
• 25561 TERMOMETRO DIGITALE GIMA °F - 60 secondi - scatola appendibile (89,6-107,6 °F)

60 SECONDI CE 0197



• 25557 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI JUMBO2 °C - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre

30 SECONDI CE 0476



• 25562 TERMOMETRO DIGITALE WP °C - impermeabile - scatola appendibile

30 SECONDI CE 0476



• 25563 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI °C - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile

22 SECONDI



25552

• 25552 TERMOMETRO DIGITALE AMPIO SCHERMO - scatola punta flessibile, ampio display 27x22 mm. Batteria a bottone 1,5 V

10 SECONDI RETROILLUMINATO



25553

• 25553 TERMOMETRO DIGITALE BL1 AMPIO SCHERMO - scatola punta flessibile, impermeabile, retroilluminato in seguito alle misurazioni, ampio display (27x22 mm). Batteria a bottone 3 V. Indicatore batteria scarica.

## TERMOMETRO DA BAGNO



25567

CE 0476

• 25567 TERMOMETRO DA BAGNO °C - stella  
Misura la temperatura dell'acqua in 90 sec.  
Campo misurazione 0° C a 70° C.  
Fornito in blister appendibile.

Possiamo realizzare termometri con scatola personalizzata per minimo 5.000 pezzi, con consegna 90 giorni



25560



25558



Espositore da 36 pz.

25559

## TERMOMETRI DIGITALI

Disponibili in °C e °F, precisi. Di facile utilizzo, con largo display - intervallo temperatura 32,0°C-42,9°C (25556-7, 25559-60, 25562-4, 25552-4) 32,0°C-42,0°C (25558)

- precisione  $\pm 0,1$  °C
- allarme acustico e spegnimento automatico
- astuccio in plastica
- scatola e manuale multilingua (GB, FR, IT, ES, PT, GR) 25556 e 25557 anche PL, Arabo.
- 25549 BATTERIA 1,5V LR/41 - conf. 20 pz. per tutti i termometri tranne 25558, 25553, 25554.

10 SECONDI CE 0197 FDA



• 25558 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI JUMBO °C - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre, display retroilluminato (dimensioni: 31x14 mm). Batteria CR1220 3V.

8 SECONDI CE 0197



• 25556 TERMOMETRO DIGITALE ISTANTANEO °C - punta flessibile, impermeabile, con ampio display LCD, allarme febbre e scatola appendibile

20 SECONDI RETROILLUMINATO VERDE/ARANCIO/ROSSO



Inferiore a 37,1 °C, schermo verde tra 37,2 e 37,9 °C schermo arancione oltre 30,0 °C fino a 43,9 °C schermo rosso.



Batteria a bottone 3 V (CR2032)

• 25554 TERMOMETRO DIGITALE BL3 AMPIO SCHERMO - blister punta flessibile, impermeabile, retroilluminazione rossa/arancione/verde, ampio schermo 29,3x15,3 mm. Indicatore di batteria scarica.

## TERMOMETRO BASALE

• 25608 TERMOMETRO DIGITALE BASALE °C - scatola appendibile - impermeabile  
Con 4 cifre, 2 decimali per il controllo della fertilità.

4 CIFRE, 2 DECIMALI

CE 0476



25608