


SPUGNA SAPONATA, MANOPOLE SAPONATE E NON



36660

• **36660 SPUGNA SAPONATA** - conf. da 500 Spugna monouso in schiuma intrisa con sapone anallergico a PH neutro. Ideale per la pulizia e l'igiene del paziente. Confezionata singolarmente. Dimensioni: 7,5x12xh 2,5 cm.



36663

• **36663 MANOPOLA SAPONATA** - conf. da 50 Manopola monouso per il lavaggio del paziente. Prodotta in TNT e spugna, intrisa con sapone liquido a PH neutro e anallergico. Ideale per la pulizia e l'igiene del paziente. Misure: 15x25 cm.



36661

• **36661 MANOPOLA IMPERMEABILE** - conf. da 1.000 Manopola monouso in cellulosa politenata, assorbente, impermeabile, anallergica. Per la pulizia del paziente con aggiunta di sapone. La superficie gofrata permette una pulizia profonda. Misure: 15,5x23 cm

SAPONE

• **36671 SAPONE BAGNODOCCIA FRAGRANCE** - 1 litro

Docciaschiuma lenitivo con agenti idratanti, rispetta il manto lipidico ed è delicato sulla pelle lasciandola fresca e piacevolmente morbida. Si usa per l'igiene quotidiana come un normale sapone liquido, è ideale per l'igiene intima, il bagno, la doccia e lo shampoo. Fragrance è consigliato anche per lavaggi frequenti e pelli molto delicate, protegge e lenisce la pelle sensibile dei bambini e degli anziani. Fragrance si sciacqua velocemente e lascia un fresco profumo di pulito. Venduto in confezione da 12 flaconi di cui solo 2 con pompetta dosatrice.



• **36690 POMPETTA DOSATRICE**

GERMELLA

• **36672 GERMELLA** - 1 litro

Germella è un detergente dermoprotettivo che associa in sé l'azione sinergica di tre straordinarie piante officinali: **Camomilla, Salvia e Aloe Vera**. La Camomilla e la Salvia hanno proprietà antinfiammatorie, l'Aloe Vera potere antinfiammatorio e battericida. L'Aloe Vera rende inoltre la pelle morbida e vellutata. Grazie agli estratti di Camomilla, Salvia e Aloe Vera, Germella è un detergente delicato che rispetta le difese naturali del derma e delle mucose. Grazie ai suoi ingredienti naturali è l'ideale anche per l'igiene intima quotidiana. Venduto in confezione da 12 flaconi di cui solo 2 con pompetta dosatrice.



BAVAGLIA CON TASCA

Dimensioni: 38x28 cm + 10 cm (tasca)

36666

Estremamente morbida e confortevole

Ampia tasca



Facile da allacciare tramite lacci

• **36666 BAVAGLI CON TASCA**

Bavaglio monouso in cellulosa politenata, assorbente, impermeabile. Fissaggio facile grazie agli adesivi. Dotato di tasca larga. Conf. da 600 (6 sacche da 100 bavagli).

GEL CALDO-FREDDO

Confezionato singolarmente in scatola singola


34114



• **34114 GEL CALDO-FREDDO**

Dimensioni: 14x28 cm - conf. da 30 pz. Le speciali caratteristiche del gel garantiscono il mantenimento della temperatura (caldo o freddo) per un lungo periodo.

BORSE ACQUA CALDA



Capacità 2.000 cc

28600

28601

• **28600 BORSA ACQUA CALDA** - British standard- blu

Priva di lattice, colore blu, 100% gomma.

• **28601 BORSA ACQUA CALDA 2 l** - rossa

Priva di lattice, 25% gomma. Entrambi i lati lamellati. Confezionata in busta di plastica con manuale di istruzioni multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR).

BORSE DEL GHIACCIO



Collo della borsa in alluminio

28606

28605

• **28605 BORSA DEL GHIACCIO** - Ø 28 cm - tappo grande D.E. 8,7 cm D.I. 6 cm - azzurro

In poliestere + PVC, priva di lattice. In scatola di cartone con manuale multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR).

• **28606 BORSA DEL GHIACCIO** - Ø 28 cm - tappo piccolo D.E. 7,15 cm, D.I. 4,7 cm - blu

In poliestere + PVC - conf. singolarmente in borsa trasparente. Con manuale multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR).

TERMOFORI

• **28655 TERMOFORO**
• **28656 TERMOFORO A SABBIA**

L'utilizzo di sabbia marina purificata rende possibile la trasmissione naturale di calore benefico. Riscaldamento: posizione 1 fino a 42°C (prima mezz'ora), posizione 2 fino a 66°C (max 56°C la prima ora, fino a 66°C le ore seguenti). Cuscino esterno in cotone (94%) e nylon, borsa interna in PVC
Potenza operativa: 230V-50/60 Hz - 75W (28656) - 55W (28655)



Venduto in confezione a 4 lingue (GB, FR, IT, ES)

Dimensioni: 38x30 cm