

BASTONI DA PASSEGGIO



- **27779 BASTONE ALLUMINIO con impugnatura a "T" - bronzo**
Altezza regolabile: 72-94 cm - peso 0,4 kg - carico massimo: 120 kg
- **27780 BASTONE ALLUMINIO con impugnatura a "T" - argento**
Altezza regolabile: 71-94 cm - peso 0,36 kg - carico massimo: 100 kg
- **27781 BASTONE ALLUMINIO con impugnatura a "T" - nero**
Altezza regolabile: 67-90 cm - peso 0,3 kg - carico massimo: 100 kg
- **27782 BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE - caffè**
Altezza regolabile: 80-90 cm - peso 0,37 kg - carico massimo: 100 kg
- **27783 BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE - fantasia cashmere**
Altezza regolabile: 86-96 cm - peso 0,36 kg - carico massimo: 110 kg
- **27784 BASTONE ALLUMINIO con impugnatura ricurva**
Altezza regolabile 77-100 cm - peso: 0,32 kg - carico massimo: 100 kg
- **27795 PUNTALE GOMMA Ø int. 19 mm** - grigio per 27780-2 - 27793 - cf. da 5
- **27796 PUNTALE GOMMA Ø int. 15 mm** - grigio per 27790, 43070 - cf. da 5


BASTONE CON SEDUTA E QUADRIPODI



- **43060 BASTONE CON SEDUTA - argento**
Bastone in alluminio con seduta, altezza 84 cm, peso 0,9 kg
- **43065 TRIPODE - argento**
Altezza regolabile 74-97 cm, peso 0,8 kg
- **43070 QUADRIPODE Q1 - argento**
(alluminio con impugnatura in PU).
Altezza regolabile 74-97 cm, peso 0,9 kg
- **43071 QUADRIPODE Q2 - argento**
(base ridotta e impugnatura in PU).
Altezza regolabile: 65-88 cm, peso 0,8 kg
- **43072 QUADRIPODE Q3 - bronzo** (con impugnatura in PU).
Altezza regolabile: 70-88 cm - peso: 0,5 kg
- **27796 PUNTALE GOMMA Ø int. 15 mm** - per 43065-70-72 - cf. da 5 pz.




BASTONI QUALITÀ ITALIANA



- BASTONI IN LEGNO:**
- **27760 "GIOTTO" CURVO - uomo - marrone**
 - **27761 "GIOTTO" CURVO - donna - marrone**
 - **27762 "RAFFAELLO" A "T" - uomo - marrone**
 - **27763 "RAFFAELLO" A "T" - donna - marrone**
 - **27764 "TIZIANO" - MANICO ACETATO CURVO - unisex - marrone**
 - **27765 "TIZIANO" - MANICO ACETATO A "T" - unisex - marrone**
 - **27768 "LEONARDO" - MANICO METALLO CURVO - unisex - nero**
 - **27769 "LEONARDO" - MANICO METALLO A "T" - unisex - nero**
 - **27772 "TIEPOLO" - MANICO "ANATRA" - unisex - nero**
- Carico massimo bastoni in legno: 100 kg
Altezza: 92 cm (in base al puntale in gomma può variare da 90 a 94 cm)

BASTONI QUALITÀ FRANCESE



- BASTONI IN LEGNO:**
- **27773 BASTONE A "T" - legno** - carico massimo: 120 kg
 - **27774 BASTONE CURVO - castagno** - carico massimo: 100 kg
- BASTONI SINTETICI:**
- **27776 BASTONE A "T" - nero** - carico 120 kg
 - **27777 BASTONE CURVO - ambra** - carico 100 kg
 - **27778 BASTONE CURVO - corno** - carico 100 kg
- BASTONE ADVANCE:**
- **27771 BASTONE A "T" ADVANCE - grigio**
Bastone in alluminio con altezza regolabile 745-975 mm e manico in gel per ridurre lo stress nella presa.
Carico massimo: 110 kg

