

## STAMPELLE FABBRICATE IN FRANCIA



- 43100 43101 43102 43110 43115
- 43100 STAMPELLE EVOLUTION - nero/grigio - paio
  - 43101 STAMPELLE EVOLUTION - blu/grigio - paio
  - 43102 STAMPELLE EVOLUTION - arancio/grigio - paio
- Impugnatura ergonomica e appoggio antibrachiale per una maggiore sicurezza e qualità di sostegno durante il movimento.
- 43110 STAMPELLE PROGRESS 2 - grigio chiaro/grigio - paio
- Per gli adulti alti e corpulenti, l'impugnatura è regolabile da 22 a 29 cm. Questa stampella è adatta agli adulti la cui altezza è compresa tra 160 e 215 cm.
- 43115 STAMPELLE PEDIATRICHE TIKI - blu/arancio - paio
- Per bambini o ragazzi. L'impugnatura è regolabile da 17,5 a 20 cm.
- 43120 PUNTALE IN GOMMA PVC - grigio - Ø interno 19 mm - conf. da 10
- ISO STAMPELLE: 12.03.06.003

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	EVOLUTION	PROGRESS 2	TIKI
Peso kg:	0,5	0,5	0,5
Altezza da terra fino all'impugnatura cm:	76-100	76-100	52-74
Materiale dell'impugnatura:	Polipropilene		
Diametro tubo superiore/inferiore:	22/19	22/19	22/19
Regolazione dell'altezza:	regolabile 10 volte ogni 20 mm		
Finitura/materiale:	grigio anodizzato/alluminio		
Portata certificata fino a:	130 kg	150 kg	100 kg
Norme applicate per i test:	EN ISO 11199-1		
Impugnatura regolabile:	-	4 volte	3 volte
Dimensioni impugnatura: Ø x l x h mm	35x100x235	35x100x220/290	32x100x175/200

## STAMPELLE SOTTOASCELLARI



- 27793 STAMPELLA DA AVAMBRACCIO  
Tubo in alluminio leggero. Impugnatura anatomica. Altezza regolabile 96-119 cm. Peso 0,55 kg. Carico massimo 100 kg
- 27792 STAMPELLA CON MANICO A "T" - small  
Acciaio inossidabile. ISO 12.03.12.003  
Altezza regolabile: 95-115 cm. Carico massimo 100 kg
- 27798 STAMPELLA CON MANICO A "T" - medium  
Acciaio inossidabile. ISO 12.03.12.003  
Altezza regolabile: 112-132 cm. Carico massimo 100 kg
- 27799 STAMPELLA CON MANICO A "T" - large  
Acciaio inossidabile. ISO 12.03.12.003  
Altezza regolabile: 119-139 cm. Carico massimo 100 kg
- 27770 STAMPELLA CON MANICO A "T" - ultra regolabile  
Stampella in alluminio con altezza regolabile 100-130 cm. Carico massimo 100 kg. ISO 12.03.12.003
- 27797 PUNTALE GOMMA Ø int. 22 mm grigio per 27792/8/9 - conf. da 5 pz.

## BASTONE ANTISCIVOLO CON LUCE

- 43044 TRUSTY CANE - argento
  - 43045 TRUSTY CANE - nero
- Bastone robusto e pieghevole dotato di luce e base ad ampia rotazione con 3 piedini stabili antiscivolo. Altezza regolabile 85-97 cm. Ampia base Ø 9 cm. Asta in alluminio (spessore 1,2 mm). Impugnatura in ABS (15 cm). Peso 420 g. Necessita di 3 batterie AAA 1,5 V non incluse.
- 43048 PIEDINI - SET DA 3 PEZZI - ricambio



Ampia base rotante che gira a 360° gradi



## BASTONI CON LUCE E ALLARME



- 43050 BASTONE DI SICUREZZA CON LUCE nero - con 4 piedini
  - 43052 BASTONE DI SICUREZZA CON LUCE
- Bastoni innovativi con luce di sicurezza e allarme.
- luce LED bianca frontale ultraluminosa fino a 15 lumen, con posizioni regolabili
  - flash d'avvertimento a luce LED rossa ultraluminosa con 2 LED, fino a 5 lumen
  - comoda impugnatura in ABS e telaio in alluminio
  - sirena di allarme 100 dB
  - altezza regolabile: 10 posizioni da 78 a 100,5 cm
  - base rotante a 360° (solo 43052)
  - rimane in piedi (solo 43052)
- Funzionano con 2 pile AAA, non incluse. Carico massimo: 110 kg



Fornito con cinturino da polso