

DEAMBULATORI CON RUOTE

Ruote
Ø 10 cm



• **27721 DEAMBULATORE con ruote**
Dimensioni 54x57 con altezza regolabile 52-87 cm. Peso: 8 kg.
Portata: 100 kg
ISO 12.06.06.003+12.06.09.130+12.06.09.109



• **43132 DEAMBULATORE CON SEDILE**
Struttura in acciaio blu con altezza regolabile 79-93 cm e seduta imbottita. Misure: 52x49 cm.
Peso 6,4 kg. Portata: 100 kg
ISO 12.06.06.003+12.06.09.130+12.06.09.109 +12.06.09.106

DEAMBULATORE



• **27722 DEAMBULATORE**
Prodotto in alluminio con gommini antiscivolo e impugnature imbottite. Dimensioni 47x60 cm, richiudibile. Altezza regolabile 78-96 cm. Peso: 2,4 kg - Portata: 100 kg.
ISO 12.06.03.003+12.06.03.006+12.06.09.130 +12.06.09.109

• **27794 PUNTALE IN GOMMA Ø 28 mm - grigio per 27722-3 - conf. da 5 pezzi**

DEAMBULATORI CON RUOTE



• **27723 DEAMBULATORE - CON 2 RUOTE**
Prodotto in alluminio con 2 gommini antiscivolo, impugnature imbottite e 2 rotelle.
Dimensioni: 51x64 cm, richiudibile. Altezza regolabile 79-97 cm. Peso: 3 kg. - Portata: 100 kg.
• **27794 PUNTALE IN GOMMA Ø 28 mm - grigio per 27722-3 - conf. da 5 pezzi**
ISO 12.06.06.003+12.06.09.130+12.06.09.109



• **43129 DEAMBULATORE - 2 RUOTE INTERNE**
Prodotto in alluminio leggero con impugnature imbottite, 2 gommini antiscivolo e 2 rotelle. Pieghevole. Misure: 51x58 cm. Altezza regolabile: 80-90 cm. Peso: 2,5 kg - Portata: 100 kg.
ISO 12.06.06.003+12.06.09.130+12.06.09.109




• **43130 DEAMBULATORE - CON 4 RUOTE**
Prodotto in alluminio con 2 ruote anteriori piroettanti e 2 posteriori con freno e impugnature in gommapiuma. Dimensioni 55x65 cm, richiudibile, con altezza regolabile 83-93 cm. Peso: 3,5 kg - Portata: 100 kg
ISO 12.06.09.003+12.06.09.130+12.06.09.109

DEAMBULATORE ASCELLARE

• **43136 DEAMBULATORE ASCELLARE - altezza regolabile**
Deambulatore richiudibile, in acciaio blu e imbottito con appoggi sotto ascellari regolabili in altezza. Dotato di 4 rotelle, 2 delle quali con freno. Sedile imbottito e appoggiabraccia in opzione. Produzione italiana.

• **43137 SEDILE IMBOTTITO**
• **43138 APPOGGIABRACCIA**



91 ISO 12.06.09.006+12.06.09.130

CUSCINO GIREVOLE

• **43040 CUSCINO DA SEDUTA GIREVOLE**

Cuscino di supporto per girare facilmente in una macchina, sul letto o sulla sedia
Misura: Ø 40 cm



Nylon liscio imbottito con schiuma PU



Top 100% in poliester

Fondo in tessuto PVC antiscivolo