



43140

Ruote
Ø 20 cm

DEAMBULATORI DA PASSEGGIO

• **43140 DEAMBULATORE A 3 RUOTE - blu**
Struttura in acciaio blu, dall'altezza regolabile. Con 3 ruote solide (2 fisse posteriori con freno e 1 anteriore piroettante). Fornito con cestello e vassoio. Peso: 7,7 kg. Portata: 100 kg. ISO 12.06.09.009+12.06.09.130+12.06.09.109



43142

Ruote
Ø 20 cm

Altezza
regolabile
78-93 cm

• **43142 DEAMBULATORE IDEAL - blu**
Struttura in acciaio blu, pieghevole, regolabile in altezza, con 4 ruote solide (2 fisse posteriori e 2 piroettanti anteriori). Maniglia ergonomica e regolabile e freni a mano. Fornito con sedile imbottito, cestello e vassoio. Peso: 12,5 kg. Portata: 100 kg. Dimensioni imballaggio: 590x290x680 mm.



27724

Rotelle anteriori
piroettanti:
Rotelle Ø 20 cm
61 cm

68 cm



43143



43145

ISO 12.06.09.009+12.06.09.130+12.06.09.109+12.06.09.106

• **27724 DEAMBULATORE CON SEDILE - pieghevole**
Completo di ampio sedile, cestello e freni per le ruote. Misure 68x61 cm. Altezza regolabile 78-90 cm. Altezza seduta 46 cm. Dimensioni seduta: 32x35x4 cm. Peso 7,4 kg. Portata: 100 kg.

• **43143 DEAMBULATORE CON SEDILE SILVER - pieghevole**
Completo di sedile, ampio cestello e ruote posteriori con freni. Dimensioni: 68x61 cm. Altezza regolabile: 78-90 cm. Peso: 7,4 kg - Portata: 100 Kg.


• **43145 DEAMBULATORE TEMPO LIBERO - pieghevole**
Struttura in alluminio con polvere epossidica grigia. Comodo schienale con cintura in cotone e seduta in nylon; lunghezza delle maniglie regolabile da 84 cm a 95 cm. Freno bi-direzionale. Pneumatici solidi Ø 20 cm. Fornito con borsa in nylon. Peso: 8,2 kg. Portata: 100 kg.

PEDALIERE PER FISIOTERAPIA

Pedaliere compatte per esercizi da cyclette. L'utilizzo regolare stimola la circolazione sanguigna e aumenta la forza muscolare una

maniera ottimale per effettuare un allenamento cardiovascolare moderato. Posizionabile sia su un tavolo per esercitare le braccia

o sul pavimento per allenare le gambe seduti su una sedia.



43150

48x40.5x30 cm

Manopola per regolare
la tensione



43151

37x49.5x26 cm

Manopola per regolare
la tensione

Schermata
batteria 1,5 V

Direzione pedali
avanti/indietro

Dimensioni:
498x308x360 mm

Controllo
velocità



43152

• **43152 PEDALIERA ELETTRICA**
Indicatori schermo: scansione, modo, tempo, calorie, ripetizioni e ripetizioni totali. Alimentazione: 220 V - 50 Hz - 65 W.

• **43150 PEDALIERA BASIC**
Fornita smontata con vite e chiave per il montaggio.

• **43151 PEDALIERA CON DISPLAY**
Modello pieghevole per risparmiare spazio quando non è in uso. Schermo a 5 funzioni: tempo, conteggio giri, giri al minuto, calorie bruciate e scansione.