

CARROZZINE DA COMODA ELITE - PRODUZIONE ITALIANA



Medesime caratteristiche del codice 43201 con altezza regolabile senza rotelle



- 43201 COMODA ELITE 110 - 42 cm
- struttura in acciaio cromato
- similpelle blu, lavabile, ignifuga
- bacinella wc in plastica
- 4 ruote rivoltanti Ø 8 cm (2 con freno)
- altezza del poggiatesta regolabile
- posizionabile sul wc
- ISO 12.21.03.003

- 43203 COMODA ELITE 200 - 43 cm
- 43204 COMODA ELITE 200 - 53 cm
- struttura in acciaio cromato
- similpelle blu, lavabile, ignifuga
- bacinella wc in plastica
- 4 ruote Ø 20 cm (2 con freno)
- altezza del poggiatesta regolabile
- braccioli removibili
- schienale reclinabile
- ISO 12.21.03.006

- 43210 VASSOIO UNIVERSALE
- 43212 RUOTA Ø 20 cm - anteriore - ricambio
- 43213 RUOTA Ø 20 cm - posteriore - ricambio
- 43216 CINTURA
- 43217 CINTURA CON ATTACCO
- Cintura solida e lavabile in polipropilene con attacco rapido.
- 43199 COMODA ELITE 50

CARATTERISTICHE TECNICHE			
	ELITE 50	ELITE 110	ELITE 200
Dimensioni:	52x60xh 70/78	52x80xh 100	54x88xh 105
Altezza seduta:	46/54 cm	50 cm	53 cm
Larghezza seduta:	42 cm	42 cm	43 o 53 cm
Peso:	20 kg	20 kg	21 kg
Portata:	90 kg	90 kg	100 kg

SEDIE COMODE

- 27701 SEDIA COMODA - acciaio
- In acciaio cromato, seduta comoda in plastica, removibile. ISO 09.12.24.003
- 27702 CARROZZINA COMODA - verniciata
- Verniciatura a polvere e telaio in acciaio, braccioli e poggiatesta removibili, solide ruote posteriori con bloccaggio, comoda seduta in plastica. ISO 09.12.03.003
- 27703 CARROZZINA COMODA - acciaio inox
- In acciaio inossidabile, braccioli e poggiatesta removibili, solide ruote posteriori con bloccaggio, comoda seduta in plastica. ISO 09.12.03.003
- 27699 POGGIAPIEDI per 27702 - coppia
- 27700 POGGIAPIEDI per 27703 - coppia
- 27766 BACINELLA IN PLASTICA - ricambio
- Ø 26x15 cm



Codice GIMA	←→	←→	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	(Kg)	DIM	NW GW
27702/3	55	44	12,5	12,5	51	88	90	44	42	100	54x53x53	17 18
27701	56	44			47	94		43	38	100	50x19x75	8,5

COMODE WC - DOCCIA



- 27758 COMODA DA BAGNO con schienale
- Sedia con struttura in alluminio, seduta imbottita. Fornita con bacinella wc in plastica removibile.
- 27766 BACINELLA IN PLASTICA - ricambio
- 27759 COMODA WC - DOCCIA
- Adatta anche come rialzo per wc. Altezza regolabile 45-55 cm (retro 78-88 cm).
- ISO 09.12.24.003
- 27766 BACINELLA IN PLASTICA - ricambio

SEDIE COMODA COMFORT



- 43190 SEDIA COMODA COMFORT - blu
- 43191 SEDIA COMODA COMFORT - Altezza regolabile - blu
- Produzione francese

PORTATA MAX 130 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Altezza totale:	86 o 86/97 cm
Larghezza da un bracciolo all'altro:	51,5 cm
Larghezza totale:	60,5 cm
Altezza bracciolo-suolo:	72 or 72/83
Altezza seduta-suolo:	52 o 52/63 cm
Altezza seduta-schiena:	38 cm
Profondità comoda:	39 cm
Profondità totale:	58 cm