



New Fashion jeans srl

Street Address: ZONA INDUSTRIALE PIP
Zip Code: 71029 City: TROIA (FG) Italy
VAT.: 03537690715
Tel. +39 0881/0881318081-82

Modello: MED MASK

MASCHERINA FACCIALE AD USO MEDICO TIPO II - MONOUSO - NON STERILE

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Le Mascherine Facciali ad uso medico Tipo II della NEW FASHION JEANS SRL vengono prodotte in Italia ai sensi della norma UNI EN 14683, direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici e presentano le seguenti caratteristiche tecniche:

- **Composizione** n.2 strati di TNT (Tessuto non tessuto) SMS, ogni strato è composto da 3 strati come da specifiche seguenti:
Strati Esterni: TNT Spunblown 100% Polipropilene
Strato intermedio: TNT Meltblown 100% Polipropilene - Peso totale TNT 35 g/mq
- Monouso;
- Non Sterile; — —
- Materiale idrofobo;
- Con Elastico;
- Dimensione 9,00 cm x 17,50 cm;

ISTRUZIONI PER L'USO E LO STOCCAGGIO

- Prima di indossarla, lavare bene le mani
- Verificare il corretto orientamento della mascherina e indossarla in modo da coprire la bocca e il naso assicurandone l'aderenza al viso
- Conservare in zona asciutta e coperta, non esporre alla luce solare diretta
- Smaltire in conformità alle normative vigenti, il prodotto non contaminato può essere smaltito in raccolta differenziata urbana nel prodotto denominato rifiuto indifferenziato (resto)
- Se contaminata va smaltita come rifiuto speciale con codice CER 180103
- Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme e/o improprio

AVVERTENZE

Norma legislativa vigente

Le mascherine facciali ad uso medico Tipo II sono realizzate ai sensi della norma UNI EN 14683, direttiva 93/42/CEE

Leggere attentamente

La mascherina garantisce la protezione delle vie respiratorie di chi la indossa con un coefficiente di filtrazione batterica BFE $\geq 98\%$.

Utilizzare questo prodotto solo nel rispetto di quanto qui sopra indicato, ogni altro uso è da considerarsi improprio e potenzialmente pericoloso.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE: Informazioni/istruzioni da leggere e conservare.



DIRETTIVA 93/42/CEE
UNI EN 14683